

TRANSFERT THERMIQUE - IMPRESSION SÉRIGRAPHIQUE

SUPPORTS DE TRANSFERT THERMIQUE POUR SÉRIGRAPHIE



Le processus de transfert thermique par rapport à la sérigraphie directe traditionnelle est:

- Plus efficace
- Plus flexible
- Plus économique
- Plus rentable
- Assure une meilleure qualité d'impression
- Permet de courtes séries de production
- Est facile à employer

Les avantages du film de polyester par rapport au papier sont:

- Très bonne stabilité dimensionnelle (faible retrait)
- Pas d'absorption d'humidité
- Transparence, qui facilite le positionnement de l'image sur le textile
- Adhérence d'encre durable
- En utilisant un film brillant vous pouvez obtenir une surface brillante, en utilisant un film mat vous pouvez obtenir une surface mate



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

TRANSFERT THERMIQUE - IMPRESSION SÉRIGRAPHIQUE

SUPPORTS DE TRANSFERT THERMIQUE POUR SÉRIGRAPHIE

NOM	ENCRE RECOMMANDÉE	PEEL RECOMMANDÉ	FINITION	FINITION PERFORMANCE DU RELEASE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES
THERMACROM CLEAR 100 µ	En fonction du coating	En fonction du coating	BRILLANT	En fonction du coating	Film de base à revêtir avec couche de release	PET
THERMACROM CLEAR RT/AS 100 µ	Plastisol PU à base d'eau	Peel à froid et à chaud	BRILLANT	Moyen release	PET orienté biaxialement thermostabilisé avec un coating anti-adhésif sur un côté et un traitement antistatique sur l'autre côté	
THERMACROM MATT RTT CP 100 µ	Plastisol PU à base d'eau	Peel à froid	MAT	Haut release	PET orienté biaxialement thermostabilisé avec un coating anti-adhésif sur les deux côtés	PET
THERMACROM MATT RTT HP/PL 100 µ	Plastisol	Peel à froid et à chaud	MAT	Haut release	PET orienté biaxialement thermostabilisé avec un coating anti-adhésif sur les deux côtés	
THERMACROM MATT RTT HP/PU 100 µ	PU à base d'eau PU à base de solvant	Peel à froid et à chaud	MAT	Haut release	PET orienté biaxialement thermostabilisé avec un coating anti-adhésif sur les deux côtés	
THERMACROM MATT L-RTT 100µ	Plastisol PU à base de solvant	Peel à froid et à chaud	MAT	Moyen release	PET orienté biaxialement thermostabilisé avec un coating anti-adhésif sur les deux côtés	

RELEASE TREATMENT

PET

ANTISTATIC TREATMENT

RELEASE TREATMENT

PET

RELEASE TREATMENT